

Ficha técnica

Cepillo de dientes para dentadura postiza

Descripción:

Nuestro cepillo de dientes para dentadura postiza cuenta con un mango ergonómico, sirve para realizar una limpieza profunda de la dentadura postiza.

Presentación:

Descripción	Color	Firmezar	Cepillo	EAN 13	Contenido
Cepillo de dientes para dentadura postiza	Azul/Blanco	Medio	Plano	8435454001662	1 ud/estuche;144 estuches/Ctn

Instrucciones de uso:



- Este cabezal sirve para la zona exterior de la dentadura postiza.



- Este cabezal de precisión sirve para los huecos de la dentadura postiza.
- Consejos de utilización: los dentistas recomiendan cambiar el cepillo cada tres meses
- Es aconsejable cepillarse los dientes después de cada comida.

Almacenamiento:

- Almacenar en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.



***Quality Products for a healthy life!**

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcillas 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300


+34-913 892 301

Información Logística


Cepillo de dientes para dentadura postiza



Expositor:
Presentación:
1 ud/estuche



Cartón:
Presentación: 144 expositores /Ctn
Tamaño de cartón: 46cm(L) x 25cm(W) x 35cm(H)



Palé :

Palé para almacenar: Presentación: 30 Ctns/palé
Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 190cm(h)
Palé para enviar: Presentación: 34 Ctns/palé
Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 215cm(h)



*Quality Products for a healthy life!

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcillas 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301