

La importancia del ajuste

Las mascarillas desechables sólo son eficaces cuando existe un buen sellado entre sus bordes y la cara del usuario. En el momento en el que la mascarilla deja de estar bien sellada a la cara, la protección se ve comprometida, puesto que el aire contaminado puede introducirse por los huecos existentes.

Deberán seguirse estas instrucciones de montaje cada vez que se utilice una mascarilla para partículas 3M™ Aura™ Serie 9300+Gen3.



Asegúrese de tener la cara bien afeitada. La mascarilla no deberá utilizarse si se tiene barba, incluso incipiente, u otro tipo de vello debajo de la zona del sellado facial, ya que esto podría impedir que quedara bien sellada a la cara.



1. Con el reverso hacia arriba y utilizando las pestañas, separe los paneles superior e inferior.



2. Tire de las pestañas de los paneles de la barbilla y de la nariz hasta que el clip nasal se doble de tal forma que la mascarilla adopte la forma de una copa. Asegúrese de que ambos paneles estén completamente desplegados.



5. Con la otra mano, coja cada una de las tiras y ajústelas en la cabeza.

6. Colóquese la tira superior en la coronilla de la cabeza y la tira inferior, por debajo de las orejas. Las tiras no deberán quedar torcidas. Ajuste los paneles superior e inferior, utilizando las pestañas, hasta que se encuentre cómodo. Asegúrese de que los paneles estén desplegados y de que las pestañas queden plegadas.

El clip nasal deberá amoldarse a la nariz y a las mejillas para lograr un buen sellado

Asegúrese de que los paneles estén totalmente desplegados y de que las pestañas queden plegadas

La mascarilla deberá colocarse correctamente en la cara utilizando la válvula de agarre y/o ajustando los paneles superior e inferior con las pestañas



3. Sin soltar las pestañas, sostenga la mascarilla con el lado abierto hacia la cara y colóquela sobre la cara.



7. Amolde con ambas manos el clip nasal a la forma de la nariz para garantizar un ajuste preciso y un sellado correcto. Si presiona el clip nasal con una sola mano, la eficacia de la mascarilla podría verse reducida.



4a) Mascarilla CON VÁLVULA: con una mano, sujete los laterales de la válvula para mantener la posición de la mascarilla sobre la cara.

4b) Mascarilla SIN VÁLVULA: agarre la mascarilla con una mano con el lado abierto hacia la cara.



8. Antes de acceder al lugar de trabajo, deberá comprobar que la mascarilla esté correctamente sellada a la cara.

Procedimiento de comprobación de ajuste

1. Cubra la parte delantera de la mascarilla con las dos manos, con cuidado de no desajustarla.
- 2a. Mascarilla SIN VÁLVULA: EXHALE profundamente
- 2b. Mascarilla CON VÁLVULA: INHALE profundamente.
3. Si hay fugas de aire alrededor de la nariz, reajuste el clip nasal para eliminarlas. Vuelva a comprobar el ajuste.
4. Si hay fugas de aire en los bordes de la mascarilla, coloque bien las tiras que rodean la cabeza para eliminarlas. Vuelva a comprobar el ajuste.

Si NO consigue ajustar la mascarilla correctamente, NO acceda a zonas peligrosas. Contacte con su supervisor.