

Ficha técnica A02

Artículo: A02 Solución de lavado de ojos

Fecha emisión: 03/03/2017

Solución para irrigación estéril y libre de endotoxinas.

Composición

500ml de solución NaCl 0,9%

Descripción del envase

Envase flexible de polietileno, sin aditivos, de un solo componente. Totalmente reciclable. Apertura rápida "twist-off" (de torsión).

Diseño ergonómico: el diámetro de la botella y su formato tipo "cilindro" es apropiado para obtener una mayor control de la presión y dirección del líquido, facilitando el lavado.

Indicaciones

Para irrigación y lavado durante intervenciones quirúrgicas. Para irrigación de heridas y quemaduras. Para irrigación mecánica de los ojos. Para humedecer heridas cerradas, vendajes. Para enjuague y limpieza de los catéteres para vejiga. Para irrigación y limpieza en cuidados de estoma. Para irrigación nasal. Para irrigación y limpieza del equipo e instrumental.

Dosis

La cantidad de solución a irrigar depende de cada situación particular.

Sobredosis

Una sobredosis durante la irrigación de una herida y una aplicación intra-operativa puede llevar a la absorción del fluido para irrigación. Esto puede provocar una hipervolemia en forma de hiperhidratación hipotónica (hiponatremia).

Dolores de cabeza, náuseas, inquietud y desorientación son síntomas de una hiperhidratación. En casos graves pueden acontecer estados similares a coma.

Medidas en caso de sobredosis

Interrumpir la irrigación, corregir los balances de agua y electrolítico, con dependencia de cada situación clínica particular.

Advertencias y precauciones

No utilizar para infusión.

La solución sólo debe utilizarse si el precinto está intacto y la solución es clara. Una vez abierto, el remanente debe desecharse. La reutilización de dispositivos de un solo uso supone un riesgo potencial para el cliente o usuario. Puede producir contaminación o mal funcionamiento de la capacidad funcional. La contaminación o la limitación en el funcionamiento del dispositivo pueden ocasionar lesión, enfermedad o incluso la muerte del paciente.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Cuando existe riesgo de absorción de grandes cantidades de solución como cuando se utiliza en cavidades orgánicas de gran tamaño o heridas de gran superficie, no debe utilizarse en pacientes con hiperhidratación. En estas situaciones debe utilizarse con precaución en pacientes con:

- Deshidratación hipertónica,

Ficha técnica A02

Artículo: A02 Solución de lavado de ojos

Fecha emisión: 03/03/2017

- Hipopotasemia,
- Hipernatremia,
- Hipercloremia
- Trastornos donde está indicada la restricción del consumo de sodio, como la insuficiencia cardíaca, el edema generalizado, edema pulmonar, hipertensión, eclampsia e insuficiencia renal grave.

NaCl 0,9% no debe utilizarse en procedimientos de irrigación intratecal.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Caducidad

La solución no debe ser utilizada después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.