



MANUAL DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Componentes/ Parts




1 Colocación de foam
Foam band assembly




2 Colocación de cinta elástica
Rubber Band assembly




3 Colocación de pantalla PC
Screen assembly



4 Cijado de la pantalla
Screen fixing



5 Retirar film ambas caras
Two side film removing



ES * La función del EPI es proteger el rostro del usuario de cérmenes v salpicaduras de líquidos no corrosivos.
* Producto esterilizable mediante ozono (Serrad).

EN * This product is exclusively to protect user's face from germs and non corrosive liquid spill.
* Suitable for ozone sterilization (Serrad).



COFAN LA MANCHA S.A. A13342621, Avenida de la Industria, SN 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real, España Tel.: (ES) +34 926 563 928 - +34 926 589 007 Fax.: 926 563 929