

Ficha técnica

Bata paciente desechable RX sin mangas

Descripción:

Bata desechable fabricado con tejido sin tejer de polipropileno, desechable, no estéril, azul, sin mangas.

Características:

- Ajustable mediante cintas al cuello y a la cintura
- Disponible en azul oscuro
- Talla única
- Tejido suave, transpirable y resistente

Presentación:


Descripción	Tamaño	Gramaje	Color	EAN 13	Contenido
Bata paciente desechable	Talla única	40g/m2	Azul. Oscuro	8435454004403	10 u/expositor, 10 expositores/Ctn

Normativa:

- REGULATION(EU) 2017/745 clasificado productos sanitarios Clase I.



Talla:



PARTE	CM
A	110
B	150
C	75
D	23
E	24

Material:

Tejido sin tejer de polipropileno



SUNMED *Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECHNOLOGY SL

CIF: B01654029

Av. De las Morcilleras 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301

Ficha técnica

Bata paciente desechable RX sin mangas

Instrucción de uso:

1. Lavado de manos:

Antes de manipular la bata desechable, lávate las manos con agua y jabón o utiliza un desinfectante de manos a base de alcohol.

2. Inspección de la bata:

Verifica la integridad de la bata desechable antes de usarla. Asegúrate de que no haya rasgaduras, agujeros o defectos que puedan comprometer su eficacia.

3. Vestirse con la bata:

Abre el paquete de batas desechables de manera cuidadosa para evitar daños.

Despliega la bata y colócala sobre tus hombros, con la abertura frontal hacia adelante.

Inserta tus brazos a través de las mangas correspondientes.

4. Ajuste adecuado:

Asegúrate de que la bata cubra completamente tu parte frontal y posterior.

Ajusta los cierres o ataduras para cerrar la bata de manera segura.

5. Evitar el contacto con superficies contaminadas:

Una vez vestido, evita tocar superficies contaminadas y mantén las manos alejadas de tu cara.

6. Retirada y eliminación:

Al finalizar el uso, retira la bata cuidadosamente.

Deséchala de acuerdo con las normas y regulaciones locales para desechos médicos.

7. Lavado de manos nuevamente:

Después de quitarte la bata, lávate las manos nuevamente.

Recuerda que estas son instrucciones generales y pueden variar según el producto específico. Siempre sigue las recomendaciones y las instrucciones del fabricante para garantizar un uso adecuado y seguro.

Almacenamiento:

Se almacene en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.



SUNMED TECHNOLOGY SL

CIF: B01654029

Av. De las Morcilleras 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301

Información Logística

Bata paciente desechable RX sin mangas


EAN 13

8435454004403



Expositor:

Presentación: 10 unidades/bolsa




Cartón:

Presentación: 10 bolsas/Ctn

Tamaño de carton:

45cm(L)x28cm(W)x31cm(H)



Palé:

Palé para almacenar:

Presentación: 36 ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 183cm(h)

Palé para enviar:

Presentación: 42 ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 211cm(h)



***Quality Products for a healthy life!**

SUNMED TECNOLOGY SL

CIF: B01654029

Av. De las Morcilleras 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301