

Ficha técnica

Andador de aluminio

Descripción:

Nuestro andador de aluminio se utiliza para ayudar a caminar o ponerse de pie a pacientes con dificultades de movilidad después de una operación y llevar a cabo rehabilitación.

Características:

- El andador consiste en 4 tubos de pies, ajustable en altura, contera antideslizante, barandilla de espuma antideslizante y un interruptor para plegable el andador.
- Alto del andador(regulable): 8 niveles, 76-93.5cm.
- Largo y ancho: 50cm
- Tubo de mango: $\Phi 25.4 \times 1.2T \times 1580\text{mm}$. (Φ : diámetro, T: espesor).
- Mango (longitud y diámetro): $\Phi 38 \Phi 22 \times 118\text{mm}$ / Compatible con tubo $\Phi 25.4\text{mm}$ / Color: Gris.

Presentación:

Descripción	Ruedas	Peso propio	Peso máximo soportado	Color	EAN 13	Contenido
Andador de aluminio	Sin Ruedas	2kg	100kg	Gris	8435454002959	1 unidad /Ctn
Andador de aluminio	Dos ruedas (Opcional)	2.5kg	100kg	Gris	8435454002966	1 unidad /Ctn

Origen:

- Fabricado en P.R.C.

Normativa:

- Reglamento (UE) 2017/745
- 

Limpieza y mantenimiento:

- Use un paño suave y seco al limpiar el producto.
- El producto debe almacenarse en un ambiente seco y ventilado, no lo exponga al sol durante mucho tiempo.



SUNMED TECHNOLOGY SL

CIF: B01654029

Av. De las Morcillas 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301


Información Logística

Andador de aluminio



Expositor:

Presentación: 1 unidad/bolsa




Cartón:

Presentación: 1 unidad /Ctn

Tamaño de cartón:

53cm(L)x9cm(W)x78cm(H)



Palé para almacenar:

Presentación: 38 Ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 186cm(h)

Palé para enviar:

Presentación: 38 Ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 186cm(h)



SUNMED

***Quality Products for a healthy life!**

SUNMED TECHNOLOGY SL

CIF: B01654029

Av. De las Morcillas 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301